

# 化学療法プロトコール

申請日： 平成 29年3月21日 申請医師： 吉嶺 厚生  
 診療科： 呼吸器内科 癌腫： 肺がん  
 実施区分： 入外共通

管理番号	C070014	レジメン名： CBDCA+VP-16療法(SCLC)
1コース期間	4週	総コース数 標準4コース

備考：  
 ・限局型と進展型双方に選択可。・DEHPフリーの輸液セットを使用すること。・ポリカーボネート製の三方活栓や延長チューブを使用した場合、そのコネクター部分にひび割れが発生し、血液及び薬液漏れ、空気混入などの可能性があるので注意すること。

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	エトボシド	80 mg/m <sup>2</sup>		自動	点滴	day1～day3
2	カルボプラチン	AUC 5		自動	点滴	day1

備考：  
 エトボシドはフィルター付点滴セットにて投与(シユアプラグ輸液セット)

## 実施内容

<p>day1                      注射                      &lt;1&gt; 点滴                      セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶                      ☆プライミング・ウォッシュアウト用                      &lt;2&gt; 点滴                      パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL「タイプC」 1 袋                      アロプリスタ点滴静注235mg/10mL 1 瓶                      【H】デキサト注射液 3.3mg/1mL 1 A                      ☆30分で点滴                      &lt;3&gt; 点滴                      エトボシド 80 mg/m<sup>2</sup>                      生理食塩液 250mL 1 袋                      ☆60分で点滴                      ★フィルター付点滴セットにて投与                      &lt;4&gt; 点滴                      カルボプラチン AUC 5                      生理食塩液 250mL 1 袋                      ☆要遮光                      ☆60分で点滴</p> <p>day2                      注射                      &lt;1&gt; 点滴                      セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶                      ☆プライミング・ウォッシュアウト用                      &lt;2&gt; 点滴                      【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL 1 瓶                      セイヨク(生食) &lt;50mL&gt; ◆ 1 瓶                      ☆15分で点滴                      &lt;3&gt; 点滴                      エトボシド 80 mg/m<sup>2</sup>                      生理食塩液 250mL 1 袋                      ☆60分で点滴                      ★フィルター付点滴セットにて投与</p> <p>day3                      注射                      &lt;1&gt; 点滴                      セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶                      ☆プライミング・ウォッシュアウト用                      &lt;2&gt; 点滴                      【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL 1 瓶                      セイヨク(生食) &lt;50mL&gt; ◆ 1 瓶                      ☆15分で点滴                      &lt;3&gt; 点滴                      エトボシド 80 mg/m<sup>2</sup>                      生理食塩液 250mL 1 袋                      ☆60分で点滴</p>	<p>★フィルター付点滴セットにて投与</p>
---	-------------------------